



POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE

## QATCH 1000

**Le Qetch 1000 est un polisseur et graveur électrolytique entièrement automatique avec un écran tactile intuitif. L'unité de polissage et de gravure et l'unité de commande sont séparées, et le Qetch 1000 peut être utilisé dans une hotte de laboratoire. Une fonction de balayage affiche la courbe de tension actuelle d'un matériau et fournit des résultats de polissage rapidement sans modifications structurelles.**

**La manipulation de l'unité de polissage et de gravure a été considérablement facilitée par les réservoirs électrolytiques interchangeables de 1 ltr. Les différents électrolytes peuvent être changés et facilement stockés avec le couvercle. L'unité est nettoyée à l'eau par un programme de lavage.**

## AVANTAGES PRODUIT

- | Appareil automatique de polissage électrolytique & d'attaque électrolytique
- | Ecran tactile avec contrôle logiciel QATM
- | Jusqu'à 200 programmes avec tous les paramètres enregistrables, protégés par mot de passe
- | Diagramme de voltage et tension en temps réel
- | Tension de sortie variable et durée du processus

POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE QETCH 1000

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissance de connexion</b>	2 kVA
<b>Max. tension</b>	90 V DC
<b>Max. courant</b>	14 A
<b>Durée de polissage</b>	1 sec - 25 min
<b>Durée de gravure</b>	1 sec - 5 min
<b>L x H x P</b>	330 x 220 x 400mm
<b>Poids</b>	~ 7 kg

[www.qatm.com/qetch-1000](http://www.qatm.com/qetch-1000)

## N° ARTICLE

### EQUIPEMENT DE BASE

#### MACHINE (TOUS LES ARTICLES NÉCESSAIRES)

M6202000  Qetch 1000 (Kristall 680) Base

A6202003 Qetch 1000 (Kristall 680) Unité de polissage et attaque

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (1 ARTICLE NÉCESSAIRE)

A6202000 Qetch 1000 alimentation électrique 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

A6202001 Qetch 1000 alimentation électrique 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

#### CARTE ÉLECTRONIQUE POUR LA DEUXIÈME CELLULE DE GRAVURE (À COMMANDER AVEC LA MACHINE)

A6202005 Qetch 1000 extension pour connexion

### OPTIONS (PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT)

A6202004 Unité externe pour attaque électrolytique

Z6202001 Set de masques (5)

Z6202002 Récipient électrolytique - 1 L

Z6202003 Connection set Qetch 1000 (Kristall 680)