



LIJADORA Y PULIDORA

QPOL 30

La Qpol 30 es una lijadora/pulidora portátil para la preparación manual de muestras

## VENTAJAS

- | Lijadora/pulidora portátil
- | Unidad de control para 2 micromotores
- | Mayor par de torsión gracias al reductor

### LIJADO PERFECTO - CONSUMIBLES DE QATM

El lijado es más fiable, seguro y eficiente cuando se ejecuta con los elementos adecuados: conocimiento, atención y la elección correcta de instrumentos y consumibles.



## LIJADORA Y PULIDORA QPOL 30

### DATOS TÉCNICOS

<b>Velocidad</b>	1000 - 40.000 rpm, ajuste continuo, visualización en el display
<b>Diámetro del disco</b>	30 mm
<b>Conexión eléctrica</b>	230 V / 50-60 Hz
<b>anchura x altura x profundidad</b>	130 x 97 x 254 mm
<b>Peso</b>	~ 2,3 kg

[www.qatm.com/qpol-30](http://www.qatm.com/qpol-30)

## DATOS PARA PEDIDOS