



MÁQUINA PARA PULIDO ELECTROLÍTICO Y ATAQUE QUÍMICO

## QATCH 1000

**<p>El Qetch 1000 es un pulidor y grabador electrolítico totalmente automático con funcionamiento intuitivo mediante pantalla táctil. La unidad de pulido y grabado y la unidad de control están separadas, y el Qetch 1000 también puede utilizarse en la vitrina de gases del laboratorio. Una función de escaneo muestra la curva de voltaje actual de un material y proporciona resultados de pulido rápidamente sin cambios estructurales.**

**El manejo de la unidad de pulido y grabado se vio facilitado significativamente por los tanques electrolíticos intercambiables de 1 l. Se pueden cambiar diferentes electrolitos y almacenarlos fácilmente con la tapa. La unidad se limpia con agua mediante un programa de lavado.**

## VENTAJAS

- | Pulidora electrolítica automática
- | Touch-screen display with QATM-software control
- | Memoria para 200 programas con todos sus parámetros y protección por contraseña
- | Curva de voltaje en tiempo real
- | Tensión de salida y duración del proceso variables

MÁQUINA PARA PULIDO ELECTROLÍTICO Y ATAQUE QUÍMICO QETCH 1000

## DATOS TÉCNICOS

<b>Potencia de conexión</b>	2 kVA
<b>Voltaje máx.</b>	90 V DC
<b>Corriente máx.</b>	14 A
<b>Tiempo de pulido</b>	1 sec - 25 min
<b>Tiempo de ataque químico</b>	1 sec - 5 min
<b>anchura x altura x profundidad</b>	330 x 220 x 400mm
<b>Peso</b>	~ 7 kg

[www.qatm.com/qetch-1000](http://www.qatm.com/qetch-1000)

## DATOS PARA PEDIDOS

### EQUIPO BÁSICO

#### MÁQUINA (TODOS LOS ARTÍCULOS NECESARIOS)

M6202000



Qetch 1000 (Kristall 680) Máquina base

A6202003

Qetch 1000 (Kristall 680) Unidad de pulido y grabado

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN (SE REQUIERE 1 ARTÍCULO)

A6202000

Qetch 1000 conexión eléctrica 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

A6202001

Qetch 1000 conexión eléctrica 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

#### TABLERO ELÉCTRICO PARA LA SEGUNDA CELDA DE GRABADO (SE PIDE CON LA MÁQUINA)

A6202005

Extensión de conexión Qetch 1000

### OPCIONES (SE PUEDEN PEDIR POR SEPARADO)

A6202004

Unidad de grabado externa

Z6202001

Juego de máscaras

Z6202002

Recipiente de electrolito

Z6202003

Juego de conexión Qetch 1000 (Kristall 680)