



LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE

QETCH 100 M

La Qetch 100 M è un sistema per la preparazione elettrolitica portatile alimentato a batteria. Ideale per operare in campo grazie alla solida e compatta struttura.

Ineguagliabile la sua semplicità d'uso ideale per operare all'aperto ed in situazioni difficili.

L'alloggiamento in alluminio con rivestimento epossidico è stato studiato dai nostri ingegneri per garantire stabilità, resistenza e comodità nel tempo. Tutte le parti sensibili sono protette dagli agenti esterni.

Per un massimo comfort, in ultimo, la nostra Kristal 6550 è corredata da una pratica tracolla regolabile per potersi adattare al meglio alle esigenze di ogni operatore.

VANTAGGI PRODOTTO

- | Unità portatile per lucidatura e attacco elettrolitico
- | Esecuzione del programma completamente automatica controllata da un microprocessore
- | Indipendente dalla rete elettrica grazie all'utilizzo di una batteria al litio
- | Equipaggiata con unità di pulitura integrata, funzione Start / Stop
- | Pratico LED multicolore che indica in maniera immediata la fase di lavorazione
- | Pannello di comando con display LCD per visualizzare chiaramente tutti i più importanti parametri di funzionamento
- | Corrente, voltaggio e tempi regolabili

LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE QETCH 100 M

DATI TECNICI

Potenza max.	160 W
Voltaggio max.	90 V DC
Corrente max.	2 A
Area di lucidatura	~ \varnothing 9 mm
W x H x D	380 x 355 x 180 mm
Vasca per elettrolita	1 L
Peso	~ 8.5 kg (senza elettrolita)

www.qatm.com/qetch-100-m

ARTICOLI

DOTAZIONI DI BASE

STRUMENTAZIONE (SOBO RICHIESTI TUTTI GLI ARTICOLI)

M6201000



Qetch 100 M (Kristall 650) Strumento di base

ALIMENTAZIONE (RICHIESTO 1 ARTICOLO)

A6201000 Qetch 100 M alimentazione 220-230V/50/60Hz

A6201001 Qetch 100 M alimentazione 110V/60Hz (1Ph/N/PE)

QUADRO ELETTRICO PER PULITRICE ELETTROLITICA PORTATILE (DA ORDINARE CON LO STRUMENTO)

A6201004 Unità per l'utilizzo senza pulitrice elettrolitica portatile

A6201005 Unità predisposta per l'utilizzo della pulitrice elettrolitica portatile

GRUPPO PULITRICE ELETTROLITICA PORTATILE PER QETCH 100 M

Z6201001



Set di accessori Qetch 100 M

95003955



Bottiglia di plastica 1000ml

Z6201000

Supporto per impugnatura