



研磨抛光机

QPOL 30

Qpol 30是一款便携式的手动磨抛机。

## 优点

- | 便携式研磨抛光装置
- | 两个微电机的控制单元
- | ??????????

### 完美研磨 - QATM 的耗材

如果使用正确的方法：知识、细心以及正确选择耗材和设备，研磨就会更加可靠、安全和高效。



### 研磨抛光机 QPOL 30

## 技术参数

转速	1000-40,000rpm, 连续可调
磨盘直径	30 mm
电源连接	230 V / 50-60 Hz
宽 x 高 x 深	130 x 97 x 254 mm
重量	~ 2.3 kg

[www.qatm.cn/qpol-30](http://www.qatm.cn/qpol-30)

## ORDER DATA