



МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ

QATCH 1000

Qetch 1000 является полностью автоматическим прибором для электролитического полирования и травления с интуитивной системой управления с помощью сенсорного экрана. Полировальный и травильный модуль отделен от блока управления, что позволяет использовать прибор KRISTALL 680 в лабораторном вытяжном шкафу.

Функция сканирования отображает текущую кривую распределения напряжения материала, тем самым обеспечивается быстрая полировка образца без его структурных изменений. Работа с полировальным и травильным модулем значительно облегчена за счет сменных 1 л. резервуаров с электролитом. Различные электролиты могут быть заменены и легко хранятся под крышкой. Модуль очищается водой за счет специальной программы очистки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Автоматическая установка электролитического полирования и травления
- | Сенсорный дисплей управления с помощью программного обеспечения QATM
- | Сохранение до 200 программ со всеми параметрами, защищенные паролем
- | Вольт амперная характеристика в режиме реального времени
- | Регулировка выходного напряжения и продолжительности процесса

МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ QETCH 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	2 кВА
Максимальное напряжение	90 В постоянного тока
Максимальная сила тока	14 А
Продолжительность полировки	1 сек - 25 мин
Продолжительность электролитического травления	1 сек - 5 мин
Габариты ШxВxГл	330 x 220 x 400мм
Вес	~ 7 кг

www.qatm.com/qetch-1000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

M6202000  Qetch 1000 (Kristall 680) Блок управления

A6202003 Qetch 1000 (Kristall 680) Машина для электролитического полирования и травления

БЛОК ПИТАНИЯ (НЕОБХОДИМ - 1 ШТ.)

A6202000 Qetch 1000 подключение питания 220-240В/50/60Гц (1Ph/N/PE)

A6202001 Qetch 1000 подключение питания 110-120В/50/60Гц (1Ph/N/PE)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА ДЛЯ ВТОРОЙ ЯЧЕЙКИ ТРАВЛЕНИЯ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ С МАШИНОЙ)

A6202005 Qetch 1000 комплект для подключения второго модуля полирования и травления

ОПЦИИ (МОГУТ ЗАКАЗЫВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО)

A6202004 Внешнее устройство для травления

Z6202001 Комплект масок

Z6202002 Сменный сосуд для электролита

Z6202003 Connection set Qetch 1000 (Kristall 680)