



ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

QPOL 30

**Qrol 30 представляет собой переносной шлифовально-полировальный станок с ручным управлением.**

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Переносное шлифовальное устройство
- | Блок управления для 2 микромоторов
- | Повышенный крутящий момент за счет редуктора

### PERFECT GRINDING - CONSUMABLES BY QATM

Grinding is more reliable, safe and efficient when processed with the right ingredients: knowledge, care and the right choice of consumables and instruments.



## ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА QROL 30

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Скорость</b>	1000 - 40 000 об/мин, плавная регулировка, вкл. дисплей
<b>Диаметр диска</b>	30 mm
<b>Power connection</b>	230 В / 50-60 Гц
<b>Габариты ШxВxГл</b>	130 x 97 x 254 мм
<b>Вес</b>	~ 2,3 кг

[www.qatm.com/qpol-30](http://www.qatm.com/qpol-30)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА