



ELEKTROLYTISCH POLIJSTEN & ETSMACHINE

## QETCH 100 M

**De Qetch 100 M is een elektrolytische polijstmachine en etser met een mobiele batterij. Het overtuigt door zijn compacte en robuuste constructie, ideaal voor gebruik buiten het laboratorium.**

**De eenvoudige bediening gelijktijdig met hoge functionaliteit is weergaloos. De behuizing van epoxy-gecoate aluminium voldoet aan de hoogste eisen van functionaliteit, stabiliteit en design. Alle gevoelige onderdelen zijn goed beschermd voor transport en lokale bediening. Voor maximaal comfort is het uitgerust met handvat en draagriem.**

## PRODUCTVOORDELEN

- | Draagbaar apparaat voor elektrolytisch polijsten en etsen
- | Volautomatische programmaverloop bestuurd door een microprocessor
- | Onafhankelijk van stroomtoevoer met behulp van Li-Ion-opslagbatterij
- | Handvat met geïntegreerde polijstunit, start/stop functie
- | Handvat met veelkleurige LED voor het weergeven van de huidige toestand
- | Bedieningspaneel met duidelijk LCD-display voor alle belangrijke operationele status
- | Aanpasbare spanning en stroom, instelbare bedrijfstijd

ELEKTROLYTISCH POLIJSTEN & ETSMACHINE QETCH 100 M

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Max. power</b>	160 W
<b>Max. voltage</b>	90 V DC
<b>Max. current</b>	2 A
<b>Polishing area</b>	~ ø 9 mm
<b>B x H x D</b>	380 x 355 x 180 mm
<b>Tank of elektrolyte</b>	1 l
<b>Gewicht</b>	~ 8.5 kg (without elektrolyte)

[www.qatm.com/qetch-100-m](http://www.qatm.com/qetch-100-m)

## BESTELGEGEVENS

### BASIS UITRUSTING

#### MACHINE (ALLE POSITIES NOODZAKELIJK)

M6201000  Qetch 100 M (Kristall 650) Base machine

#### STROOMVOORZIENING (1 ITEM NOODZAKELIJK)

A6201000 Qetch 100 M power supply 220-230V/50/60Hz

A6201001 Qetch 100 M power supply 110V/60Hz (1Ph/N/PE)


#### ELECTRICAL BOARD FOR PORTABLE GRINDER (TO BE ORDERED WITH THE MACHINE)

A6201004 Unit for using without portable grinder

A6201005 Unit prepared for using portable grinder

### PORTABLE GRINDER UNIT FOR QETCH 100 M

Z6201001  Accessory-Set Qetch 100 M

95003955  Plastic Bottle 1000ml

Z6201000 Handle holder