



MÁQUINAS DE LIXAR & POLIR

QPOL 30

A Qpol 30 é uma lixadeira e poltriz portátil para trabalho manual.

## VANTAGENS DO PRODUTO

- | Lixadeira/poltriz portátil
- | Unidade de controle para 2 micromotores
- | Aumento de torque devido a redução da engrenagem

### MOAGEM PERFEITA - CONSUMÍVEIS PELA QATM

A moagem é mais confiável, segura e eficiente quando processada com os ingredientes certos: conhecimento, cuidado e a escolha certa de consumíveis e instrumentos.



## MÁQUINAS DE LIXAR & POLIR QPOL 30

### DADOS TÉCNICOS

<b>Velocidade</b>	1.000 - 40.000 rpm, regulagem contínua, no visor
<b>Wheel diameter</b>	30 mm
<b>Power connection</b>	230 V / 50-60 Hz
<b>L x A x P</b>	130 x 97 x 254 mm
<b>Peso</b>	~ 2.3 kg

[www.qatm.com/qpol-30](http://www.qatm.com/qpol-30)

## DADOS PARA PEDIDO